

<p><b>PROTECTION DANS LE VEHICULE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Housse plastique pour les sièges,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lingettes désinfectantes ou essuie-tout et pulvérisateur à produit désinfectant,</li> <li>✓ Sac poubelle,</li> <li>✓ SHA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaliser une hygiène des mains avant de reprendre sa voiture.</li> <li>- En fin de journée, nettoyage journalier des surfaces touchées (boutons, volant, écran...) avec une lingette désinfectante.</li> <li>- Aérer le véhicule.</li> </ul>
<p><b>MATERIEL DE PROTECTION (EN FONCTION DES DISPONIBILITES) DE PREFERENCE DANS DES BACS PLASTIQUES</b></p>	<p><b>Combinaisons type intégrale :</b> <i>Attention au retrait, risque de contamination, vigilance sur l'hygiène des mains.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sur-blouses</li> <li>✓ Tabliers jetables</li> <li>✓ Masques</li> <li>✓ Lunettes de protection</li> <li>✓ Gants à usage unique</li> <li>✓ Charlottes ou à défaut cheveux attachés</li> <li>✓ Sacs poubelles</li> </ul>	<p><b>(Quantités à titre indicatif)</b> → 1 par j par infirmière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 par patient (environ 10 en permanence)</li> <li>- 1 par patient</li> <li>- 15</li> <li>- 1 paire</li> <li>- 1 boîte de chaque taille</li> <li>- 10</li> <li>- Autant que besoin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunettes de protection à désinfecter après chaque usage</li> <li>- Les masques FFP2 peuvent être portés jusqu'à 8h à condition de ne pas les retirer, idem pour les masques chirurgicaux mais 4 heures,</li> <li>- Masque chirurgical pour le patient pendant les soins</li> <li>- Faire une friction des mains si on touche ses cheveux ou la charlotte.</li> </ul>
<p><b>MALETTE SACS OU BACS PLASTIQUES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Matériel à prélèvement sanguin, urinaire, écouvillons, aiguilles, garrot</li> <li>✓ Matériel à injection : seringues aiguille</li> <li>✓ Antiseptique : alcool, biseptine</li> <li>✓ Coton, compresses</li> <li>✓ Tampons alcoolisés</li> <li>✓ SHA</li> <li>✓ Produits détergent-désinfectant norme NF14476</li> <li>✓ Container DASRI</li> </ul>	<p>Si possible ne pas faire rentrer de mallette chez le patient, prendre le matériel <b>À USAGE UNIQUE</b> nécessaire dans un sac plastique, <b>QUI RESTERA CHEZ LE PATIENT.</b></p>	
<p><b>MATERIEL NON USAGE UNIQUE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tensiomètre</li> <li>✓ Saturomètre</li> <li>✓ Thermomètre</li> </ul>	<p>Privilégier l'usage du matériel du patient (beaucoup possèdent un tensiomètre et un thermomètre).</p> <p><u>Astuce</u> : film alimentaire sur le bras et le doigt du patient pour limiter les contaminations</p>	<p>À désinfecter après chaque usage.</p>
<p><b>DIVERS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Stylo</li> <li>✓ Fiches suivi patient</li> <li>✓ Fiches pratiques</li> </ul>	<p>Sous pochettes plastiques</p>	<p>A désinfecter après usage</p>